

Полимеризационная лампа

Продукт	Описание	Преимущества	Артикул
---------	----------	--------------	---------

Demi™ Ultra Полимеризационная лампа

- Полная зарядка лампы всего за 40 секунд благодаря ультраконденсатору U-40™, который приходит на замену традиционным батареям. Эта революционная технология обеспечивает исключительную долговечность работы лампы и отсутствие снижения мощности со временем. В отличие от батарей в других полимеризационных лампах, ультраконденсатор U-40™ никогда не требует замены, что снижает стоимость эксплуатации лампы.
- Увеличенная мощность светового потока за счет меньшего угла отклонения светового луча.
- Большая полимеризационная мощность на расстоянии.
- Равномерная глубина полимеризации и снижение нагрева поверхности световода благодаря запатентованным технологиям PLS (Periodic Level Shift – периодическое изменение мощности светового потока с 1100 мВт/см² до 1330 мВт/см²) и C.U.R.E.™ (Curing Uniformity and Reduced Energy – равномерная полимеризация и сниженный нагрев), что снижает риск перегрева пульпы зуба.
- Зарядная станция со встроенным радиометром, благодаря которому всегда можно самостоятельно проверить мощность полимеризационной лампы.
- Наличие бесшумного режима.
- Простое интуитивно понятное управление.
- Удобный эргономичный дизайн.
- Полностью герметичный корпус.
- Съёмный световод, вращающийся на 360°.
- Гарантия 3 года.

- 35664**
Лампа полимеризационная Demi Ultra: корпус Demi Ultra, съёмный световод 8 мм, зарядная станция с радиометром, блок электропитания с адаптером, защитный экран, 5 одноразовых чехлов, диск прочности, инструкция по применению
- DEMIULTRA-100**
Защитные одноразовые чехлы для Demi Ultra, 100 шт
- 35665**
Съёмный световод 8 мм для Demi Ultra
- 35666**
Зарядная станция с радиометром для Demi Ultra
- 35667**
Корпус Demi Ultra
- 35668**
Защитный экран для Demi Ultra
- 35815**
Блок электропитания с адаптером для Demi Ultra



Kerr™

Вместе мы можем больше.™

Мини-каталог 2018



Офис в Санкт-Петербурге • 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В, «Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5
• Телефон +7 (812) 331-86-96

Офис в Москве • 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3 • Телефон +7 (495) 664-75-56
www.kerrdental.com • info.russia@kerrdental.com

Информация об образовательных мероприятиях компании Kerr на сайте www.kerruniversity.ru

2.KRL-453

Гигиена и профилактика

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
---------	----------	--------------	----------

Cleanic® ягодный вкус	Пасты для профессиональной чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности. Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета. Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex® или AirFlow®). Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности (RDA=27). Низкая стоимость процедуры чистки и 1 грамма пасты. Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г). Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия 0,10% (в тубах и унидозах) либо фторида кальция 0,15% (в картриджах). Новый насыщенный ягодный вкус для детского приема. 	3186 Cleanic® Berry Burst (100 г)
--	---	---	---



Cleanic® яблочный вкус		<ul style="list-style-type: none"> Все преимущества паст Cleanic. Сочный яблочный вкус для детского приема. Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия. Возможность использования при повреждениях слизистой, благодаря отсутствию ментола. 	3182 Cleanic® Green Apple (100 г)
---	--	---	---



Cleanic® мятный вкус		<ul style="list-style-type: none"> Все преимущества паст Cleanic. Классический освежающий мятный вкус. Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия. Различные формы выпуска – в тубах, в картриджах и унидозах. 	3180 Cleanic® Mint (100 г)
---------------------------------------	--	--	--



Cleanic® мятный вкус без фтора		<ul style="list-style-type: none"> Все преимущества паст Cleanic. Классический освежающий мятный вкус. Успешное проведение общей профилактической чистки перед реставрацией и фиксацией брекет-систем (не содержит фторид натрия). Возможность использования перед процедурой отбеливания (фторид не будет снижать отбеливающий эффект). Идеальное решение для пациентов, страдающих флюорозом. 	3183 Cleanic® Mint Fluoride-Free (100 г)
---	--	--	--



Cleanic® лайт		<ul style="list-style-type: none"> Все преимущества паст Cleanic. Отличное решение для пациентов с аллергией и беременных. Без красителей и без запаха. Без вкусовых добавок. Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия. Возможность использования при повреждениях слизистой, благодаря отсутствию ментола. 	3184 Cleanic® Light (100 г)
--------------------------------	--	---	---



Гигиена и профилактика

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
---------	----------	--------------	----------

CleanPolish и SuperPolish	Пасты для профессиональной чистки и полировки зубов и реставраций	<ul style="list-style-type: none"> Двухшаговая система паст для профилактической чистки. Успешное применение для полировки реставраций. Более высокая абразивность пасты CleanPolish (по сравнению с пастой Cleanic®). Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии благодаря отсутствию фторидов). 	360 CleanPolish без фтора (50 г)
			361 SuperPolish без фтора (45 г)



OptiView™	Ретракторы для губ и щек	<ul style="list-style-type: none"> Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ к операционному полю. Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, при отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении. Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирования. Комфорт для пациента как за счет прорезей для уздечек верхней и нижней губ, так и мягких подушечек, которые не давят на переходную складку. Доступность в 2 размерах: стандартный и малый. Идеальное решение для длительных процедур. 	5500 OptiView™ Стандартный размер, (2 шт.)
			5502 OptiView™ Малый размер, (2 шт.)



Pro-Cup®	Чашечки для чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> Щадящая чистка в области десневого края и межзубных промежутков без травмирования мягких тканей. Идеальное решение для удаления налета (в том числе налета Пристли у детей). Минимизация разбрызгивания чистящих и полировочных паст. Успешное применение на детском приеме. Отсутствие латекса. Защита роторного наконечника от загрязнения и попадания пасты. 	990/30 Pro-Cup® Latch-type Мягкие голубые, (30 шт.)
-----------------	--------------------------------------	--	---



Hawe Miniature	Щеточки для чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> Самые миниатюрные щеточки для чистки и полировки. Высокое качество и исполнение. Многолетний опыт успешного применения. Одноразовое применение. Нет риска перекрестного заражения. 	Hawe Miniature Из нейлоновой щетины 835 RA – 10 шт. 835/100 – 100 шт. 835/1000 – 1000 шт.
-----------------------	--------------------------------------	---	---



Адгезивы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
OptiBond™ FL	Адгезив тотального протравливания	<ul style="list-style-type: none"> Высокие показатели адгезии, проверенные временем. Адгезив признан «золотым стандартом». Высокая наполненность (48 %) и прочный адгезивный слой, выполняющий также функцию суперадаптивного слоя. Эффективное нанесение: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание. 	26684 E OptiBond™ FL 1 бутылочка праймера (8 мл), 1 бутылочка адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля (3 г)
OptiBond™ Solo Plus	Адгезив тотального протравливания	<ul style="list-style-type: none"> Высокие показатели адгезии (в том числе при не прямых реставрациях). Экономичность использования благодаря нанесению в 1 слой. Надежная защита от микроподтеканий. Прочная адгезивная пленка благодаря наполнителю (15%). 	29692 OptiBond™ Solo Plus 1 бутылочка адгезива (5 мл) 60561 OptiBond™ Solo Plus 1 бутылочка адгезива (3 мл)
OptiBond™ XTR	Самопротравливающий адгезив	<ul style="list-style-type: none"> Универсальность применения для прямых и не прямых реставраций (минимальная толщина адгезивной пленки – 5 микрон). Совместимость с композитными цементами двойного и химического отверждения. Снижение риска возникновения постоперационной чувствительности. 	35122 OptiBond™ XTR 1 бутылочка праймера (5 мл), 1 бутылочка адгезива (5 мл)
OptiBond™ All-In-One	Самопротравливающий адгезив	<ul style="list-style-type: none"> Упрощение процедуры адгезии и снижение риска нарушения адгезивного протокола. Отсутствие постоперационной чувствительности. Один из наиболее доступных адгезивов VII поколения. 	33381 E OptiBond™ All-In-One 1 бутылочка адгезива (5 мл), 3 унисдозы (по 0,18 мл)
Gel Etchant	Протравливающий гель	<ul style="list-style-type: none"> Хорошая визуализация благодаря яркому цвету. Удобство нанесения благодаря гелевой консистенции. Легкость смывания. 	31297 Gel Etchant 3 шприца (по 3 г) 34632 Gel Etchant Экономичная упаковка 1 шприц (30 г)

Текущие композитные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Premise™ Flowable	Наногибридный текущий композит	<ul style="list-style-type: none"> Великолепная эстетика благодаря эффекту «хамелеона» и наличию 10 оттенков. Идеальное решение для реставрации небольших полостей I, III и V классов, а также некариозных дефектов в пришеечной области (клиновидный дефект, эрозия эмали), а также в качестве лайнерной прокладки для полостей II класса. Высокая прочность. Низкая текучесть материала и его легкий контроль. Использование для восстановления режцового края при повышенной стираемости зубов. Возможность использования для шинирования зубов. Возможность использования в качестве герметика для ямок и фиссур зубов, для восстановления дефектов эмали, починки керамических реставраций. Превосходная полируемость и долговечность эстетического результата. 	33371 Premise™ Flowable Assorted Kit 4 шприца (по 1,7 г): A1, A2, A3, B1 Premise™ Flowable 4 шприца (по 1,7 г): 33372 – A1 33373 – A2 33374 – A3 Premise™ Flowable 1 шприц (1,7 г): 33722 – A2 33723 – A3
Vertise™ Flow	Самопротравливающий самоадгезивный текущий композит	<ul style="list-style-type: none"> Текущий композит, разработанный с использованием технологии OptiBond™. Максимально простая процедура. Снижение постоперационной чувствительности. Возможность применения для реставрации керамики. Применение на детском приеме для герметизации фиссур. 	34398 Vertise™ Flow Test-Me Kit 1 шприц (2 г): эмаль A2 34399 Vertise™ Flow Assorted Kit 4 шприца (по 2 г): эмаль A2, A3, A3.5, универсальный дентин Vertise™ Flow 2 шприца (по 2 г): 34402 – эмаль A2 34403 – эмаль A3
Revolution™ Formula	Микрогибридный текущий композит	<ul style="list-style-type: none"> Успешное применение в качестве лайнера под универсальный композит. Качественная адаптация к стенкам полости. Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. Широкий выбор из 19 оттенков, в том числе десневой оттенок розового цвета G2. Цветовая стабильность. Качественная полимеризация на дне проксимальной поверхности по II классу. 	29514 Revolution™ Formula 2 Intro Kit 4 шприца (по 1 г): A2, B3, C3 и универсальный дентин Revolution™ Formula 2 4 шприца (по 1 г): 29494 – эмаль A2 29495 – эмаль A3

Информация по оттенкам и артикулам отдельных шприцев представлена на стр. 9.

Универсальные композитные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
---------	----------	--------------	----------

Premise™ Высокоэстетичный наногибридный универсальный композит



- Превосходная и долговечная эстетика.
- Высокая цветовая стабильность и широкий выбор из 30 оттенков: 18 эмалевых, 8 дентинных, 4 прозрачных. Полное соответствие оттенкам VITA®.
- Отличная полируемость и устойчивый блеск.
- Высокие механические свойства, как у естественной эмали.
- Низкий риск микроподтекания и окрашивания по краю реставрации.
- Низкая полимеризационная усадка (1,6%) благодаря высокой наполненности (84%).
- Оптимальные рабочие свойства, сохранение формы при моделировании.

Premise™
35457 Standard Kit
 8 шприцев (по 4 г): эмаль A2, A3, A3,5, B2; дентин A2, A3, A3,5; прозрачный
35372 Mini Kit
 3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3

Herculite® XRV Ultra™ Наногибридный универсальный композит



- Оптимальная моделируемость.
- Универсальный композитный материал для реставраций I-V классов по Блэку.
- Высокая механическая прочность.
- Привычная цветовая гамма по шкале Vita®.
- Высокоэстетичные результаты.
- Отличная полируемость и устойчивый блеск.
- Отсутствие прилипания к инструментам.

Herculite® XRV Ultra™
33856 Standard Kit
 10 шприцев (по 4 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2; дентин A2, A3
33860 Mini Kit
 3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A2
33858 Intro Kit
 6 шприцев (по 4 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, D2; дентин A2

Моделировочная смола Kerr Универсальная моделировочная жидкость



- Снижение риска возникновения «белой полосы».
- Обеспечение отсутствия прилипания композитов к инструментам.
- Отсутствие в составе растворителей (спирта, ацетона) и прекурсоров.
- Большой объем бутылочки и экономичное использование.
- Улучшение моделировочных свойств композита.
- Совместимость со всеми композитами.

800-503 Modeling Resin
 1 бутылочка (10 мл)

Информация по составу наборов, по оттенкам и артикулам отдельных шприцев представлена на стр. 8-9.

Универсальные композитные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
---------	----------	--------------	----------

Point™ 4 Микрогибридный универсальный композит



- Прекрасная полируемость.
- Эффект хамелеона.
- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- Широкий выбор оттенков по шкале Vita®.
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Point™ 4 Mini Kit
 3 шприца (по 3 г):
62842 – эмаль A2, A3, дентин A2
62843 – эмаль A2, A3, дентин A3
62844 – эмаль A2, A3, дентин A3,5

Herculite® XRV™ Микрогибридный универсальный композит



- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- Широкий выбор оттенков по шкале Vita®.
- Отсутствие прилипания к инструментам.
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Herculite® XRV™
30894 General Kit*
 14 шприцев (по 5 г), 2 шприца (по 4 г)
62811 Custom Kit
 6 шприцев (по 5 г): эмаль A1, A2, A3, B2; дентин A2, A3
Mini Kit
 3 шприца (по 5 г):
62829 – эмаль A2, A3, дентин A3
62830 – эмаль A2, A3,5, дентин A2
62831 – эмаль A2, C3, дентин D3
30893 Esthetic Kit**
 23 шприца (по 5 г), 2 шприца (по 2,5 г)

SonicFill™ Композит для объемного пломбирования (Bulk Fill)



- Экономия времени: от начала внесения композита до полировки – около 3 минут.
- Внесение и полимеризация одной порции композита в 5 мм.
- Отсутствие необходимости в лайнерной прокладке и перекрывании универсальным композитом.
- Низкая полимеризационная усадка (1,6%).
- Хорошее краевое прилегание и отсутствие пор.
- Точное дозирование материала.

1.007.7401 RU SonicFill™ Intro Kit
 наконечник SonicFill, 60 унисдоз (по 0,3 г): A1 – 10 шт., A2 – 20 шт., A3,5 – 30 шт.
SonicFill™ рефилы
 20 унисдоз (по 0,3 г):
35182 - A1
35183 - A2
35184 - A3
35330 - B1
1.007.7400 Наконечник SonicFill

Информация по составу наборов, по оттенкам и артикулам отдельных шприцев представлена на стр. 8-9.

Информация для заказа КОМПОЗИТОВ

Артикул	Описание
Premise – наногибридный универсальный композит	
35457	Premise Standard Kit: 8 шприцев (по 4 г): эмаль A2, A3, A3.5, B2; дентин A2, A3, A3.5; прозрачный; 1 бутылочка (5 мл) праймера OptiBond XTR, 1 бутылочка (5 мл) адгезива OptiBond XTR, 50 аппликаторов, 15 дисков OptiDisc 12,6 мм (5 грубых/средних, 5 тонких, 5 очень тонких,) 2 дискодержателя, 4 полира GlossPlus (2 чашечки, 2 пламя), 4 полира HiLuster Plus Dia (2 чашечки, 2 пламя)
35372	Premise Mini Kit: 3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3; 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 50 одноразовых аппликаторов
Herculite XRV Ultra – наногибридный универсальный композит	
33856	Herculite XRV Ultra Standard Kit: 10 шприцев (по 4 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2; дентин A2, A3; 1 шприц (1,7 г) текучего композита Premise Flowable с 10 насадками, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, диски OptiDisc 12,6 мм (по 15 шт каждого вида – очень грубые, средние, тонкие и ультратонкие), 2 держателя для дисков, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов
33858	Herculite XRV Ultra Intro Kit: 6 шприцев (по 4 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, D2; дентин A2; 1 шприц (1,7 г) текучего композита Premise Flowable с 10 насадками, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, диски OptiDisc 12,6 мм (по 15 шт каждого вида – очень грубые, средние, тонкие и ультратонкие), 2 держателя для дисков, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов
33860	Herculite XRV Ultra Mini Kit: 3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A2; 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 50 аппликаторов
Herculite XRV – микрогибридный универсальный композит	
62829	Herculite XRV Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3; дентин A3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 50 аппликаторов
62830	Herculite XRV Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3.5; дентин A2, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 50 аппликаторов
62831	Herculite XRV Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, C3; дентин D3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 50 аппликаторов
30893	Herculite XRV Esthetic Kit: 16 шприцев (по 5 г) эмаль: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4; 7 шприцев (по 5 г) дентин: A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2; 2 шприца (по 2,5 г) оттенков режущего края: средний, светлый; 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов
30894	Herculite XRV General Kit: 14 шприцев (по 5 г) эмаль A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, C3, D2, D3; дентин A2, B1, C2, D2; 2 шприца Herculite XRV Ultra (по 4 г) каждого из оттенков режущего края: средний, светлый, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов
62811	Herculite XRV Custom Kit: 6 шприцев (по 5 г): эмаль A1, A2, A3, B2; дентин A2, A3, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов
Point 4 – микрогибридный универсальный композит	
62842	Point 4 Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3, дентин A2, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 аппликаторов
62843	Point 4 Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3, дентин A3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 аппликаторов
62844	Point 4 Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3, дентин A3.5, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 аппликаторов
29687	Point 4 набор: 5 шприцев (по 4 г) A2, A3, A3.5, B2, T1, 1 бутылочка (5 мл) OptiBond Solo Plus, 2 шприца (3 г) протравливающего геля с 20 одноразовыми насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов

Информация для заказа КОМПОЗИТОВ

Оттенки	Универсальные композиты				Bulk Fill	Текущие композиты			
	Premise	Herculite XRV Ultra	Herculite XRV	Point 4	SonicFill	Premise Flowable	Vertise Flow	Revolution Formula 2	
Форма упаковки	1 шприц				20 унидоз	4 шприца	1 шприц	2 шприца	4 шприца
Грамм	4 г	4 г	5 г	4 г	0,3 г	1,7 г	1,7 г	2 г	1 г
A1	32712	34002	7722859	29876	35182	33372	33721	34401	29493
A2	32713	34003	7722860	29877	35183	33373	33722	34402	29494
A3	32714	34004	7722861	29878	35184	33374	33723	34403	29495
A3,5	32715	34005	7722862	29879		33375	33724	34404	29496
A4	32716	34006	7722863	29880					29497
B1	32717	34007	7722864	29881	35330	33376	33725	34405	29498
B2	32718	34008	7722865	29882		33385	33726	34406	29499
B3		34009	7722866	29883					29500
B4		34010	7722867	29884					
C1		34011	7722868	29885					29502
C2		34012	7722869	29886		33377	33727		29503
C3	32723	34013	7722870	29887					29504
C4		34014	7722871	29888					29505
D2		34015	7722872	29889					29506
D3		34016	7722873	29890					29507
D4		34017	7722874	29891					
A1		34018	7723391						
A2	32730	34019	7722875	31360					
A3	32731	34020	7722876	31361					
A3,5	32732	34021	7722877	31362					
A4	32733		7723390						
B1		34022	7722878	31364					
B2		34023	7722879	31365					
B3			7723389						
C1			7723387						
C2		34024	7722880						
C3			7723386						
D2		34025	7722881						
D3		34026	7723384						
Универсальный дентин						33378	33728	34407	29512
Белый дентин									29513
Десневой оттенок розового цвета G2									29510
Режущий край нейтральный		34027							
Режущий край светлый			22882						29511
Режущий край средний			22883						
Суперпрозрачный									
Прозрачный светлый	32740								
Прозрачный янтарный	32738								
Прозрачный серый									
Прозрачный T1				29895				34409	
Прозрачный T2				29896					
Прозрачный T3				29897					
Очень светлый XL		34001						34408	
Очень светлый XL1				29892					29509
Очень светлый XL2	32729			29893		33380	33730		

* Herculite® XRV™: 1 шприц 2,5 г

** Premise™: 1 шприц 3 г

Цементы и прокладочные материалы

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
---------	----------	--------------	----------

Temp-Bond NE™
Временный цемент химического отверждения без эвгенола



- Многолетний опыт успешного использования.
- Отсутствие снижения качества полимеризации композитных цементов для постоянной фиксации.
- Возможность применения у пациентов с аллергией на эвгенол.

61085
Temp-Bond NE™
База (50 г), катализатор (15 г)

Maxcem Elite™
Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации



- Улучшенная формула цемента, обеспечивающая силу адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального протравливания (по данным независимых исследований).
- Простота применения – отсутствие необходимости в проведении адгезивного протокола, а также ручного замешивания (исключение человеческого фактора).
- Высокая цветовая стабильность.
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония, керамики на основе дисиликата лития.
- Простота и удобство фиксации стекловолоконных штифтов в терапии (отсутствие необходимости протравливания корневого канала и нанесения адгезива на штифт).
- Широкий выбор цветов (4 цвета).
- Простота использования – легкое удаление излишков цемента, отсутствие необходимости хранения в холодильнике.

34055
Maxcem Elite™ Standard Kit
5 шприцев (по 5 г)

34057
Maxcem Elite™ Mini Kit
1 шприц (5 г): прозрачный

Maxcem Elite™
2 шприца (по 5 г):
34058 – прозрачный
34059 – белый
34060 – белый дентин
34061 – жёлтый

NX3
Эстетический композитный цемент для постоянной фиксации двойного или светового отверждения с адгезивной техникой



- Превосходная цветовая стабильность.
- Универсальность для всех видов ортопедических конструкций.
- Получение массы с однородной консистенцией, предсказуемым временем отверждения и цветовой стабильностью благодаря насадкам для автоматического смешивания.
- Совместимость с любыми адгезивами V и VII поколения.
- Наличие пробных гелей в наборе.
- Более простой протокол работы.
- Возможность использования для восстановления культи.

33642
NX3 Intro Kit:
3 шприца двойного отверждения (5 г); 3 светоотверждаемых шприца (1,8 г)

33653
NX3 Trial Kit:
1 шприц двойного отверждения (5 г)

33682
NX3 Light Cure Kit:
2 светоотверждаемых шприца (1,8 г)

прозрачный шприц:
33643 – двойного отверждения (5 г)
33648 – светоотверждаемый (1,8 г)

Life
Прокладочный материал



- Непроницаемость для протравочного геля.
- Легкость удаления излишков.

60769
Life
нормального отверждения (12 г)

Система изоляции рабочего поля

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
---------	----------	--------------	----------

OptiDam™
Система коффердама



- Самая простая в освоении и применении система коффердама.
- Отсутствие необходимости применения шаблона и перфоратора.
- Улучшенный доступ к рабочему полю.
- Анатомическая форма, снижение натяжения коффердама и комфорт пациента.
- Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному латексному составу, а также отсутствию обработки тальком.
- Минимальный риск разрывов благодаря прочности материала.
- Минимальный риск соскакивания кламеров благодаря меньшей силе давления на кламер, а также меньшей силе натяжения платка OptiDam™.

OptiDam™
Posterior
5200 – 10 шт., рамка
5201 – 30 шт.
5205 – 60 шт.
Anterior
5203 – 10 шт., рамка
5204 – 30 шт.
5206 – 60 шт.

SoftClamp™
Кламмер для фиксации коффердама

- Возможность наложения клампа без анестезии, более безболезненная процедура.
- Предотвращение повреждения твердых тканей зуба и десны.
- Оптимальность для эндодонтического лечения с микроскопом благодаря отсутствию бликов.
- Отсутствие пластиковых аналогов (кламмеры других производителей металлические).
- Возможность автоклавирования.

5250
SoftClamp™
(5 шт.)



Fixafloss™
Нить для фиксации коффердама

- Отсутствие аналогов – единственный флосс для фиксации с силиконовым стоппером.
- Мягкая фиксация коффердама во фронтальном отделе.
- Простота установки по сравнению с кордом.

5260
Fixafloss™
(20 шт.)



Аксессуары для реставрации

Продукт Описание Преимущества Артикулы

SuperMat® Система для натяжения матриц

- Быстрая и простая процедура наложения и снятия матриц.
- Уникальные тонкие кольцевые матрицы.
- Анатомические контуры матричного полотна, разработанные в соответствии со статистическими данными по форме зубов.
- Широкий выбор форм совместимых матриц: стальные, титановые и прозрачные, высотой 5 и 6,3 мм.
- Единая форма для моляров и премоляров.
- Отсутствие аналогов компактного матрицедержателя.



2150 SuperMat® Assorted Kit
Матрицы Adapt SuperCap, стальные, 50 шт:
2161 – 0,03 мм, высота 5 мм
2162 – 0,03 мм, высота 6,3 мм
2181 – 0,038 мм, высота 5 мм
2182 – 0,038 мм, высота 6,3 мм

Hawe Steel Band Стальная матричная лента

- Стальная матричная лента в диспенсере длиной 3 м.
- 2 варианта толщины.



Hawe Steel Bands толщиной 0,030 мм
399A – ширина 5 мм
399B – ширина 6 мм
399C – ширина 7 мм

Hawe Steel Bands толщиной 0,045 мм
499A – ширина 5 мм
499B – ширина 6 мм
499C – ширина 7 мм

Sycamore Interdental Межзубные клинья из платана

- Оптимальная анатомическая форма.
- Соответствие вогнутых боковых поверхностей межзубной морфологии.
- Надежная фиксация клина благодаря прямоугольному концу.
- Предотвращение повреждения сосочков благодаря изогнутому острию.
- Высокая прочность и сжимаемость благодаря безосколочной древесине платана.
- 8 различных форм с цветовой маркировкой.



Hawe Sycamore Interdental (100 шт.):
822/10 – оранжевые
822/05 – мини, бирюзовые
822/20 – белые
822/30 – зелёные
822/40 – жёлтые
822/50 – синие
822/60 – красные

826 Hawe Sycamore Interdental набор в диспенсере (500 шт.)

Аксессуары для реставрации

Продукт Описание Преимущества Артикулы

Luciwedges® Светопроводящие клинья

- Эффективная светополимеризация апроксимальных поверхностей благодаря хорошей светопроводящей способности.
- Прекрасная адаптация даже на изогнутых межзубных участках и вдоль закругленных линий уступа благодаря гибкости клина по продольной оси.
- Минимизация риска травмирования межзубного сосочка благодаря изогнутому кверху кончику.
- Полное расклинивание на этапе пломбирования благодаря твердому корпусу клина.
- Стабильность матрицы благодаря сохранению давления на нее.



770 S Luciwedges Soft, ультрамаленькие, 100 шт
771 S Luciwedges Soft, маленькие, 100 шт
772 S Luciwedges Soft, средние, 100 шт
790 S Luciwedges Soft, набор: ультрамаленькие (100 шт), маленькие (50 шт), средние (50 шт)

CompoRoller™ Инструмент для моделирования композитных реставраций

- Точный контроль над композитом при его внесении и контурировании.
- Создание тонких гомогенных слоев любого композита без образования воздушных пузырьков.
- Улучшение тиксотропных свойств композитов.
- Отсутствие прилипания композита благодаря специальному составу насадок.
- 7 видов насадок.
- Эргономичность и легкость рукоятки инструмента и снижение усталости рук врача.
- Возможность автоклавирования рукоятки (3 минуты при температуре 134 °C).
- Идеальное решение для работы с прямыми композитными винирами.



5300 CompoRoller™ Assorted Kit Рукоятка, 49 насадок

Compothixo™ Инструмент для моделирования композитных реставраций

- Уникальная технология Compothixo™ для улучшения тиксотропных свойств композита путем изменения его вязкости. Отсутствие изменения химических и механических характеристик материала.



- Уникальная адаптация композита к матрице и стенкам полости. 5303 5304 5305 5306 5307 5308
- Контроль толщины вносимого слоя и возможность моделирования композита тонким слоем, что особенно важно при реставрации фронтальной группы зубов.

- Предотвращение возникновения пор.
- Точность и простота внесения композита одной порцией при реставрации небольших полостей.
- Конденсация композита без чрезмерного давления.
- Улучшенная смачиваемость поверхности инструмента.
- Эргономичный дизайн.
- Небольшой вес.
- Четыре насадки различной формы.



5400 Compothixo™ (Intro Kit) 1 инструмент и 4 насадки – 1 острое, 1 шпатель, 1 поршень, 1 полусфера

Аксессуары для финирирования и полировки

Продукт Описание Преимущества Артикул

OptiDisc® Полировочные диски

- Хороший обзор рабочего поля благодаря прозрачности диска.
- Высокая гибкость благодаря малой толщине диска.
- Высокая эффективность абразивного слоя и сохранение свойств благодаря износостойкому полиэстеру с частицами оксида алюминия.
- Точная обработка полируемой поверхности без царапин на поверхности зубов и реставрации и без повреждения мягких тканей благодаря отсутствию выступающего держателя.
- Наличие укороченного держателя для труднодоступных мест.
- Запатентованная форма дискодержателя.
- Понятная система цветовой кодировки.
- Оптимальная передача вращающего момента, отсутствие скольжения и чувствительности к количеству оборотов.



195
Дискодержатель стандартный
5 шт.

196
Дискодержатель короткий
5 шт.

	КОНТУРИРОВАНИЕ	ФИНИРОВАНИЕ	ПОЛИРОВКА	ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА
	Очень грубый 80 мк	Грубый/средний 40 мк	Тонкий 20 мк	Ультратонкий 10 мк
Упаковка/диаметр	80 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Ø 9,6 мм	4197	4181	4182	4183
Ø 12,6 мм	4198	4184	4185	4186
Ø 15,9 мм	4199	4191	4192	4193

OptiStrip™ Штрипсы для финирирования и полировки

- Быстрые финирирование и полировка до зеркального блеска межзубных поверхностей всего за два этапа.
- Абразивные частицы оптимальной формы для эффективной полировки и для уменьшения стираемости.
- Полировка реставрации из композитов, стеклоиономеров, амальгамы, полудрагоценных и драгоценных металлов.



1990
OptiStrip™ Assorted Kit
4 вида по 50 шт.

OptiStrip™, упаковки (по 100 шт.)

1991 – шлифовальные, 2 мм

1992 – полировочные, 2 мм

1993 – шлифовальные, 4 мм

1994 – полировочные, 4 мм

HiLuster^{PLUS} Полировочная система

- Превосходная адаптация реставрации благодаря оптимальной гибкости полирующей матрицы.
- Достижение зеркального блеска поверхности всего лишь за два шага при помощи технологии Identoflex®; полиры для предварительной обработки и полировки до зеркального блеска.
- Отличный конечный результат благодаря полирам HiLuster^{PLUS} Dia Polisher, импрегнированным алмазными частицами.
- Надежность и эффективность благодаря испытанной технологии Identoflex®.



2600
HiLuster^{PLUS}, Assorted Kit
3 полира Gloss пламя, 3 полира Gloss острый кончик, 3 полира Gloss чашечка, 3 полира Gloss диск, 2 полира HiLuster^{PLUS} пламя, 2 полира HiLuster^{PLUS} Dia острый кончик, 2 полира HiLuster^{PLUS} Dia чашечка, 2 полира HiLuster^{PLUS} Dia диск

5100
Полиры Hawe (Assorted Kit)
4 полира Gloss, 15 дисков OptiDisc, 2 дискодержателя


Gloss^{PLUS} – упаковки (по 6 шт.)

Пламя	2651
Острый кончик	2652
Чашечка	2653
Диск	2654



HiLuster^{PLUS} – упаковки (по 6 шт.)

Пламя	2661
Острый кончик	2662
Чашечка	2663
Диск	2664



Аксессуары для финирирования и полировки

Продукт Описание Преимущества Артикул

Occlubrush® Полировочная щеточка

- Эффективная окончательная полировка окклюзионной поверхности и полировка до зеркального блеска.
- Успешная полировка композитов, компомеров, стеклоиономерных цементов и керамики.
- Отсутствие необходимости в применении полировочной пасты, так как полирующие частицы встроены в щетинки.
- Идеальное решение для жевательной группы зубов.
- 3 формы: чашечка, маленькая чашечка, острый кончик.
- Многоразовое использование без потери качества (возможность автоклавирования).



2520
Occlubrush® Assorted Kit
(15 шт.)

2510
Occlubrush®
Стандартная чашечка
(10 шт.)

2503
Occlubrush®
Стандартная чашечка
(3 шт.)

2512
Occlubrush®
Острый кончик
(10 шт.)

OptiStep™ Одноэтапная полировочная система для финишной обработки композитов

- Одношаговая полировка композитных реставраций от удаления микроцарапин до придания сухого блеска.
- Уменьшение шероховатости поверхности и предотвращение скопления микроорганизмов.
- Экономия времени и достижение результата, сравнимого с использованием многоэтапных полировочных систем.
- Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент.
- Легкая полировка труднодоступных мест различными формами щеточек – пламя, чашечка и диск.
- Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице.
- Возможность многократного использования (до 20 раз) благодаря автоклавированию.
- Использование как с водяным охлаждением (до 20 000 об/мин), так и без него (до 5 000 об/мин).



8000 OptiStep, Assortment Kit
12 полиров для композитов (по 4 шт.): пламя, чашечка, диск

8004 OptiStep, Mini Kit
6 полиров для композитов (по 2 шт.): пламя, чашечка, диск

Полиры OptiStep (12 шт.)
8001 – пламя
8002 – чашечка
8003 – диск

Полиры Identoflex® Composite Трехэтапная полировочная система для обработки композитов

- Оптимальное соотношение цены и эффективности.
- Возможность легкого контроля этапов обработки благодаря цветовой обозначениям.
- Возможность использования для всех поверхностей.



Identoflex®, наборы
8 полиров (по 2 шт.):
ID 5101/8 – для предварительной полировки
ID 5501/8 – для полировки до зеркального блеска

Identoflex®, пламя, (12 шт.):
ID 5021/12 – желтые, для финирирования
ID 5221/12 – серые, для полировки
ID 5421/12 – белые, для полировки до блеска

