

Продукты для применения на ортодонтическом приеме



Профессиональная чистка перед фиксацией брекет-систем


Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Cleanic® мятный вкус без фтора 		<ul style="list-style-type: none"> Успешное проведение общей профилактической чистки перед фиксацией брекет-систем (не содержит фторид натрия). Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности. Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности (RDA=27). Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета. Классический освежающий мятный вкус. Идеальное решение для пациентов, страдающих флюорозом. Низкая стоимость процедуры чистки и 1 грамма пасты. Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г). 	3183 Cleanic® Mint Fluoride-Free (100 г)
CleanPolish и SuperPolish 	Пасты для профессиональной чистки и полировки зубов и реставраций	<ul style="list-style-type: none"> Двухшаговая система паст для профилактической чистки. Более высокая абразивность пасты CleanPolish (по сравнению с пастой Cleanic®). Возможность использования для проведения чистки перед фиксацией брекет-систем (без снижения адгезии благодаря отсутствию фторидов). 	360 CleanPolish без фтора (50 г) 361 SuperPolish без фтора (45 г)
OptiView™ 	Ретракторы для губ и щек	<ul style="list-style-type: none"> Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ к рабочему полю при фиксации брекет-систем. Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирувания. Комфорт для пациента как за счет прорезей для уздечек верхней и нижней губ, так и мягких подушечек, которые не давят на переходную складку. Доступность в 2 размерах: стандартный и малый. Идеальное решение для длительных процедур. 	5500 OptiView™ Стандартный размер, (2 шт.) 5502 OptiView™ Малый размер, (2 шт.)
Pro-Cup® 	Чашечки для чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> Щадящая чистка в области десневого края и межзубных промежутков без травмирования мягких тканей. Минимизация разбрызгивания чистящих и полировочных паст. Успешное применение на детском приеме. Отсутствие латекса. Защита роторного наконечника от загрязнения и попадания пасты. 	990/30 Pro-Cup® Latch-type Мягкие голубые, (30 шт.)
Hawe Miniature 	Щеточки для чистки и полировки зубов	<ul style="list-style-type: none"> Самые миниатюрные щеточки для чистки и полировки. Высокое качество и исполнение. Многолетний опыт успешного применения. Одноразовое применение. Нет риска перекрестного заражения. 	Hawe Miniature Из нейлоновой щетины 835 RA – 10 шт. 835/100 – 100 шт. Из натуральной щетины 831 RA – 10 шт. 831/100 – 100 шт.

Фиксация ретейнеров

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Gel Etchant	Протравливающий гель	<ul style="list-style-type: none"> • Хорошая визуализация благодаря яркому цвету. • Удобство нанесения благодаря гелевой консистенции. • Легкость смывания. 	<p>31297 Gel Etchant 3 шприца (по 3 г)</p> <p>34632 Gel Etchant Экономичная упаковка 1 шприц (30 г)</p>
OptiBond™ Solo Plus	Адгезив тотального протравливания	<ul style="list-style-type: none"> • Один из наиболее высоких показателей силы адгезии среди адгезивов V поколения (26,1 МПа). • Простая процедура работы благодаря совмещению праймера и адгезива в одной бутылочке. • Более прочная адгезивная пленка благодаря высокой наполненности адгезива (15 %). • Тонкая адгезивная пленка. • Один из наиболее доступных по цене адгезивов V поколения. 	<p>29692 OptiBond™ Solo Plus 1 бутылочка адгезива (5 мл)</p> <p>60561 OptiBond™ Solo Plus 1 бутылочка адгезива (3 мл)</p>
Demi™ Ultra	Полимеризационная лампа	<ul style="list-style-type: none"> • Полная зарядка полимеризационной лампы всего за 40 секунд. • Сокращение времени полимеризации благодаря высокой мощности лампы. • Использование ультраконденсатора U-40™ вместо традиционных батарей обеспечивает исключительную долговечность работы лампы и отсутствие снижения мощности со временем. В отличие от батарей в других полимеризационных лампах, ультраконденсатор U-40™ никогда не потребует замены, что снижает стоимость эксплуатации лампы. • Увеличенная мощность светового потока за счет меньшего угла отклонения светового луча. • Большая полимеризационная мощность на расстоянии. • Равномерная глубина полимеризации и снижение нагрева поверхности световода благодаря запатентованным технологиям PLS (Periodic Level Shift – периодическое изменение мощности светового потока с 1100 мВт/см² до 1330 мВт/см²) и C.U.R.E.™ (Curing Uniformity and Reduced Energy – равномерная полимеризация и сниженный нагрев), что снижает риск перегрева пульпы зуба. • Зарядная станция со встроенным радиометром, благодаря которому всегда можно самостоятельно проверить мощность полимеризационной лампы. • Наличие бесшумного режима. • Простое интуитивно понятное управление. • Удобный эргономичный дизайн. • Полностью герметичный корпус. • Съёмный световод, вращающийся на 360°. • Гарантия 3 года. 	<p>35664 Лампа полимеризационная Demi™ Ultra: корпус Demi™ Ultra, съёмный световод 8 мм, зарядная станция с радиометром, блок электропитания с адаптером, защитный экран, 5 одноразовых чехлов, диск прочности, инструкция по применению</p> <p>35665 Съёмный световод 8 мм для Demi™ Ultra</p> <p>35666 Зарядная станция с радиометром для Demi™ Ultra</p> <p>35667 Корпус Demi™ Ultra</p> <p>35668 Защитный экран для Demi™ Ultra</p> <p>35815 Блок электропитания с адаптером для Demi™ Ultra</p>

Фиксация ретейнеров

Продукт	Описание	Преимущества	Артикулы
Premise™ Flowable 	Наногибридный текучий композит	<ul style="list-style-type: none"> Идеальное решение для фиксации ретейнеров за счет тиксотропности и высокой наполненности. Низкая текучесть материала и его легкий контроль. Высокая прочность. Великолепная эстетика благодаря эффекту «хамелеона» и наличию 10 оттенков. Превосходная полируемость. 	33371 Premise™ Flowable Assorted Kit 4 шприца (по 1,7 г): A1, A2, A3, B1

Revolution™ Formula 	Микрогибридный текучий композит	<ul style="list-style-type: none"> Успешное применение для фиксации ретейнеров. Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. Широкий выбор из 19 оттенков. Цветовая стабильность. Экономически выгодная стоимость. 	29514 Revolution™ Formula 2 Intro Kit 4 шприца (по 1 г): A2, B3, C3 и универсальный дентин
--	---------------------------------	---	--

Информация для заказа КОМПОЗИТОВ

	Оттенки	Текущие композиты		
		Premise Flowable		Revolution Formula 2
		4 шприца	1 шприц	4 шприца
	Форма упаковки	4 шприца	1 шприц	4 шприца
	Грамм	1,7 г	1,7 г	1 г
Эмаль	A1	33372	33721	29493
	A2	33373	33722	29494
	A3	33374	33723	29495
	A3,5	33375	33724	29496
	A4			29497
	B1	33376	33725	29498
	B2	33385	33726	29499
	B3			29500
	C1			29502
	C2	33377	33727	29503
	C3		29504	
	C4		29505	
	D2		29506	
	D3		29507	
Дентин	Универсальный дентин	33378	33728	29512
	Белый дентин			29513
	Десневой оттенок розового цвета G2			29510
Прозрачные оттенки	Режущий край светлый*			29511
	Очень светлый XL1	33379	33729	29509
	Очень светлый XL2	33380	33730	

Полировка

Продукт	Описание	Преимущества	Артикул
---------	----------	--------------	---------

HiLuster^{PLUS}

Полировочная система

- Превосходная адаптация реставрации благодаря оптимальной гибкости полирующей матрицы.
- Достижение зеркального блеска поверхности всего лишь за два шага при помощи технологии Identiflex[®]: полиры для предварительной обработки и полировки до зеркального блеска.
- Отличный конечный результат благодаря полирам HiLuster^{PLUS} Dia Polisher, импрегнированным алмазными частицами.
- Надежность и эффективность благодаря испытанной технологии Identiflex[®].

Артикул


2600 HiLuster^{PLUS}, Assorted Kit
3 полира Gloss пламя, 3 полира Gloss острый кончик, 3 полира Gloss чашечка, 3 полира Gloss диск, 2 полира HiLuster^{PLUS} пламя, 2 полира HiLuster^{PLUS} Dia острый кончик, 2 полира HiLuster^{PLUS} Dia чашечка, 2 полира HiLuster^{PLUS} Dia диск

5100 Полиры Hawe (Assorted Kit)
4 полира Gloss, 15 дисков OptiDisc, 2 дискодержателя




Gloss^{PLUS} – упаковки (по 6 шт.)

Пламя	2651
Острый кончик	2652
Чашечка	2653
Диск	2654



HiLuster^{PLUS} – упаковки (по 6 шт.)

Пламя	2661
Острый кончик	2662
Чашечка	2663
Диск	2664



Identiflex[®] Composite

Трехэтапная полировочная система для обработки композитов

- Оптимальное соотношение цены и эффективности.
- Возможность легкого контроля этапов обработки благодаря цветовым обозначениям.
- Возможность использования для всех поверхностей.

Identiflex[®], наборы
8 полиров (по 2 шт.):
ID 5101/8 – для предварительной полировки
ID 5501/8 – для полировки до зеркального блеска
Identiflex[®], пламя,
(12 шт.):
ID 5021/12 – желтые, для финирирования
ID 5221/12 – серые, для полировки
ID 5421/12 – белые, для полировки до блеска



OptiStrip[™]

Штрипсы для финирирования и полировки

- Быстрые финирирование и полировка до зеркального блеска межзубных поверхностей всего за два этапа. Отличное решение для полировки зубов после интерпроксимального пришлифовывания.
- Абразивные частицы оптимальной формы для эффективной полировки и для уменьшения стираемости.

1990 OptiStrip[™] Assorted Kit
4 вида по 50 шт.

OptiStrip[™], упаковки
(по 100 шт.)
1991 – шлифовальные, 2 мм
1992 – полировочные, 2 мм
1993 – шлифовальные, 4 мм
1994 – полировочные, 4 мм



Финирирование

Продукт	Описание	Преимущества	Артикул
---------	----------	--------------	---------

OptiDisc®

Полировочные диски



- Отличное решение для удаления остатков адгезива после снятия брекетов.
- Использование для контурирования зубов после интерпроксимального пришлифовывания.
- Высокая гибкость благодаря малой толщине диска.
- Высокая эффективность абразивного слоя.
- Точная обработка полируемой поверхности без царапин на поверхности зубов и без повреждения мягких тканей благодаря отсутствию выступающего держателя.
- Наличие укороченного держателя для труднодоступных мест.
- Понятная система цветовой кодировки.
- Оптимальная передача вращающего момента, отсутствие скольжения и чувствительности к количеству оборотов.

4200 OptiDisc® General Assorted Kit
9,6 мм: 4 вида по 30 шт.,
12,6 мм: 4 вида по 30 шт.
(240 шт.), 3 стандартных
и 2 коротких
дискодержателя,
1 OptiShine

4188 OptiDisc® Mini Kit
12,6 мм, 4 вида по 30 шт.
(120 шт.), 1 стандартный
и 1 короткий
дискодержатель,
1 OptiShine

195 Дискодержатели стандартные
5 шт.

196 Дискодержатели короткие
5 шт.

	КОНТУРИРОВАНИЕ	ФИНИРОВАНИЕ	ПОЛИРОВКА	ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА
	Очень грубые 80 мк	Грубые/средние 40 мк	Тонкие 20 мк	Ультратонкие 10 мк
Упаковка/диаметр	80 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Ø 9,6 мм	4197	4181	4182	4183
Ø 12,6 мм	4198	4184	4185	4186
Ø 15,9 мм	4199	4191	4192	4193

Opti1Step™

Одноэтапная полировочная система для финишной обработки



- Одношаговая полировка от удаления микроцарапин до придания сухого блеска.
- Уменьшение шероховатости поверхности и предотвращение скопления микроорганизмов.
- Экономия времени и достижение результата, сравнимого с использованием многоэтапных полировочных систем.
- Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент.
- Легкая полировка труднодоступных мест различными формами щеточек - пламя, чашечка и диск.
- Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице.
- Возможность многократного использования (до 20 раз) благодаря автоклавированию.
- Использование как с водяным охлаждением (до 20 000 об/мин), так и без него (до 5 000 об/мин).

8000 Opti1Step, Assortment Kit
12 полиров
для композитов (по 4 шт.):
пламя, чашечка, диск

8004 Opti1Step, Mini Kit
6 полиров
для композитов (по 2 шт.):
пламя, чашечка, диск

Полиры Opti1Step (12 шт.)
8001 - пламя
8002 - чашечка
8003 - диск

Офис в Санкт-Петербурге • 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В, «Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5
• Телефон +7 (812) 331-86-96

Офис в Москве • 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3 • Телефон +7 (495) 664-75-56

www.kerrdental.ru • info.russia@kerrdental.com

Информация об образовательных мероприятиях компании Kerr на сайте www.kerruniversity.ru